


Passez au 64 bits !



Faites évoluer votre système d'analyse Microvision Instruments du 32 au 64 bits natif

Bénéfices

Gain de temps

Des analyses au minimum 2.5 fois plus rapides

Haute définition

Les images sont acquises et sauvegardées en pleine résolution :

1 lame 75 x 50 mm ⇔ 1 fichier image HD

Sécurité, Fiabilité et Pérennité

Les images conservées en pleine résolution permettent une analyse ou une comparaison future sans perte de données.

Souplesse

L'analyse des échantillons n'a plus à être faite directement après l'acquisition. Le séquençement, la planification des opérations gagne en flexibilité.

Evolutivité

Bénéficiez des prochains enrichissements fonctionnels des systèmes Microvision.

Les versions 32 bits restent maintenues mais ne connaîtront plus d'évolution fonctionnelle.

Configuration informatique

OS : Compatible Windows 7, Windows 8, 8.1

Mémoire vive : 8 Go à 16 Go

Processeur : Icore 7 minimum

Périphériques et autres éléments : Port USB3 et/ou Slot PCI express

Conditions tarifaires

Le saut de version 32 vers 64 bits se fait au coût d'une mise à jour logicielle.

Et toujours

...

Simplicité de déploiement et d'utilisation

Systèmes « clés-en-main », ergonomie orientée métier, prise en main rapide

Sécurisation des données par niveau d'accès

« opérateur », et « superviseur ». Ce dernier niveau est exigé pour la conformité FDA

Reproductibilité des mesures, sauvegarde/ archivage des études complètes (images, rapports d'analyse, paramètres)

Ouverture et compatibilité

conformité avec les normes internationales applicables, rapports personnalisables, données exportables sous Excel

